



Soluție standard de conductivitate, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 500 mL

Nr. produs: C20C270
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluții standard de conductivitate pentru analizele din laborator și de pe teren

Soluție standard de conductivitate. 1413 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 1\%$ la 25°C, sub formă de clorură de potasiu (KCl) (0,01M). Recipient de 500 ml.

Trasabilă NIST

Indiferent dacă sunteți în laborator sau pe teren, este esențial să obțineți întotdeauna rezultate ale măsurătorilor în care puteți avea încredere. Calitatea soluțiilor standard utilizate este cheia.

Concepută pentru utilizare cu portofoliul de multimetre Hach și alte multimetre.

Baza pentru măsurători precise ale conductivității o reprezintă îngrijirea corespunzătoare și calibrarea celulei de conductivitate.

Ambalaj fiabil

Furnizată într-un ambalaj etanș ce asigură stabilitate la depozitare garantată.

Specificații

Cantitate:	500 mL
Concentrație:	1413 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 1\%$ при 25° C
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)
Descriere:	Soluție pentru calibrarea conductivității
Formula:	KCl
Note speciale:	Respectați durata de valabilitate după deschidere, conform condițiilor de stocare și utilizare recomandate: 3 luni
Package settings:	Recipient
Parametru:	Conductivitate
Platforma:	Solu#ie
Trasabilitate NIST:	Da