



Soluție de curățare a electrozilor, RENOVO.N, pentru probe de apă curată, 250 mL

Nr. produs:

S16M001

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact



Soluție de curățare a electrozilor pentru curățarea periodică a elementului de detectare pH. Utilă pentru curățarea delicată a elementului de detectare pH după utilizare în probe de apă curată. Recipient de 250 ml.

Specificații

Cantitate:	250 mL
Descriere:	După efectuarea măsurătorilor în soluții apoase, este suficientă curățarea cu o soluție neagresivă, precum RENOVO.N.
Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Parametru:	Soluție de curățare
Solution Type:	Curățare