



Be Right™



Soluție de curățare a electrozilor, RENOVO.X extra-puternică, 250 mL

Nr. produs:

S16M002

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact



Soluție de curățare a electrozilor pentru eliminarea depunerilor dificile de proteine. Utilă pentru curățarea senzorului de pH după utilizare în apă murdară sau în probe biologice active.

Specificații

Cantitate:	250 mL
Descriere:	De exemplu, atunci când soluțiile conțin proteine, este necesară utilizarea agenților de curățare mai puternici.
Formula:	Hipoclorit de sodiu
Parametru:	Soluție de curățare
Solution Type:	Curățare