



Plicuri cu reactiv pulbere pentru nitrat NitraVer 5, 0,1-10 mg/l NO₃-N

Nr. produs:

1403499

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanș pentru determinarea nitratului. Pentru probă de 25 ml, 100 buc.

Specificații

Cantitate:	100 per pachet
Condiții de depozitare:	10-25 °C
Descriere:	Plicuri cu reactiv pulbere NitraVer 5 pentru nitrat, 25 ml
Domeniu de măsurare:	0,3-30,0 NO ₃ -N
Domeniu de masurare :	0,1-10,0 mg/l NO ₃ -N
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8039 HR
Numar teste:	100
Nume metoda:	Reducere cu cadmiu
Parametru:	Nitrat
Platforma:	Pernu#e cu pudră