



Plicuri cu reactiv pulbere pentru nitrit, 2-250 mg/L NO₂

Nr. produs:

2107569

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactivi pulbere în pachete etanșe pentru determinarea nitritului prin metoda cu sulfat feros. Pentru probă de 10 mL. Pachet de 100.

Specificații

Cantitate:	100 /pk
Domeniu de măsurare:	2 - 250 mg/L NO ₂
Instrument:	All except DR/3000, DR/2000, DR/850, DR/820, PC II
Numar metoda:	8153
Numar teste:	100
Nume metoda:	Sulfat feros
Parametru:	Nitrit
Platforma:	Pernu#e cu pudră