



Plicuri cu reactiv pulbere pentru nitrat, 0,3-30 mg/l NO₃-N

Nr. produs:

2106169

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanșe pentru determinarea nitratului prin metoda reducerii cu cadmiu. Pentru probe de 10 ml, 100 bucăți.

Specificații

Cantitate:	100 per pachet
Condiții de depozitare:	10 °C - 25 °C
Descriere:	Plicuri NitraVer 5 cu reactiv pulbere, 10 ml, valori ridicate, valori medii
Domeniu de măsurare:	0.3 - 30.0 mg/L NO ₃ -N
Domeniu de masurare :	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2010, DR/2000
Numar metoda:	8039 Valori ridicate
Numar teste:	100
Nume metoda:	Reducere cu cadmiu
Parametru:	Nitrat
Platforma:	Pernu#e cu pudră
Reference method:	SM 4500-NO ₃ -B