



TNT azot, amoniac, 0,02 - 2,50 mg/L NH₃-N

Nr. produs:

2604545

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube. 25-50 teste

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,02-2,50 mg/l NH ₃ -N
Instrument:	DR 900
Note speciale:	Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.
Numar metoda:	10023
Numar teste:	25-50
Nume metoda:	Salicilat
Parametru:	Amoniac
Platforma:	Test 'N Tube