



TNT pentru nitrit, 0,002 - 0,500 mg/L NO₂-N

Nr. produs:

2608345

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube Pentru determinarea nitritului prin diazotare. 50 teste

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Descriere:	Set NitriVer 3 de reactivi TNT
Domeniu de măsurare:	0,003-0,500 mg/l NO ₂ -N
Instrument:	DR 900
Note speciale:	Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.
Numar metoda:	10019
Numar teste:	50
Nume metoda:	Diazotare
Parametru:	Nitrit
Platforma:	Test 'N Tube