



Azot, total, TNT, 0,5 - 25 mg/L N

Nr. produs: 2672245
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Produse periculoase



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,5-25,0 mg/l N
Instrument:	DR 900
Necesitate digestie:	Da
Note speciale:	Setul constă din 2 cutii: 26717-45 și 26721-45 26717-45 = reactiv hidroxid pentru azot total (2714045), plicuri cu persulfat pulbere (2671846) 26721-45 = reactiv acid C pentru azot total (2672145), plicuri cu reactiv disulfid A pulbere (2671946), plicuri cu reactiv B indicator (2672046) Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.
Numar metoda:	10071
Numar teste:	25-50
Nume metoda:	Digestie cu persulfat
Parametru:	Azot, total
Platforma:	Test 'N Tube