



Fosfat, total, TNT, 1,0 - 100 mg/L PO₄

Nr. produs:

2767245

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de măsurare:	1,0-100 mg/l PO ₄
Instrument:	DR 900
Necesitate digestie:	Da
Note speciale:	Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.
Numar metoda:	10127
Numar teste:	25-50
Nume metoda:	Molibdovanadat cu digestie acidă cu persulfat
Parameter:	Total Phosphorous
Parametru:	Fosfat, total
Platforma:	Test 'N Tube