



Reactiv molibdovanadat, 100 ml MDB

Nr. produs:

2076032

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv molibdovanadat pentru determinarea fosforului reactiv, 0,3-45,0 mg/l PO₄

Specificații

Cantitate:	100 mL MDB
Condiții de depozitare:	10 °C - 25 °C
Descriere:	Reactiv molibdovanadat
Domeniu de măsurare:	0.3 - 45.0 mg/L PO ₄
Instrument:	Toate, exceptând DR/850, DR/820, PC II
Numar metoda:	8114
Numar teste:	50
Nume metoda:	Molibdovanadat
Parametru:	Fosfor, reactiv
Platforma:	Soluție