



Plicuri cu reactiv pulbere pentru fosfat PhosVer 3 0,02-2,50 mg/l PO₄

Nr. produs:

212599

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachet etanș pentru determinarea fosforului, reactiv (probă de 25 ml; 100 de teste).

Specificații

Cantitate:	100 per pachet
Domeniu de măsurare:	0,02-2,50 PO ₄
Instrument:	Se recomandă utilizarea cu DR2000, DR3000, DR900; sau pe alte spectrofotometre care utilizează celule de eșantionare de 25 ml.
Numar metoda:	8048
Numar teste:	100
Nume metoda:	Acid ascorbic
Parametru:	Fosfor
Platforma:	Pernu#e cu pudră