



CL17 Analizor pentru clorul total

Nr. produs:

5440002

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Analizor de clor CL17: controlul pe care vă puteți baza

Bazat pe colorimetrie, analizorul furnizează o metodă rapidă, fiabilă pentru determinarea clorului total rezidual.

Analizorul include o rezervă pentru o lună de reactivi, kituri de instalare și întreținere și un manual cu instrucțiuni. Cablul de alimentare trebuie comandat separat.

Colorimetrie – simplă, rapidă, precisă

Funcționare automată rapidă

Control deplin – necesități minime de întreținere

Incintă ușoară, rezistentă

Specificații

Accesorii:	Niciunul
Accesorii incluse :	Niciunul
Acuratete:	$\pm 5 \%$ sau $\pm 0,035$ mg/L de CL_2 , oricare este mai mare
Alarma:	Ieșiri releu Two alarms selectable for sample concentration alarm, analyser system warning, or analyser system shut-down alarm. Each is equipped with an SPDT relay with contacts rated for 5A resistive load at 230 V AC.
Alimentare:	2,5 A
Capacitati de comunicare:	4-20 mA output
Carcasa:	ABS plastic, two clear polycarbonate windows, IP62-rated with the gasketed door latched.
Cerin#e de alimentare (Hz):	50/60 Hz
Cerin#e de alimentare (Tensiune):	100 - 115/230 V AC
Certificări:	aprobat
Certificari:	certificat prin CSA 22.2 Nr. 142
Condi#ii de operare:	5 - 40 °C
Conținutul cutiei:	Analizoarele de clor Hach CL17 sunt furnizate cu o rezervă de reactivi pentru o lună, un kit de întreținere, un kit de instalare și un manual. (Cablul de alimentare este comandat separat.)
Curatare aer:	0.1 cfm aer la calitate de instrument la: maximum
Cuve:	2.5 min

Debitul probei:	200 - 500 mL pe minut, este necesar un nivel minim
Descriere:	CL17 Chlorine Analyzer with Reagents for Total Chlorine
Domeniu de măsurare:	0 - 5 mg/L clor rezidual total
Garanție:	24 luni
Greutate:	11,3 kg
Inregistrator (automat) iesiri:	One 0/4-20 mA with an output span programmable over any portion of the 0 to 5 mg/L range. Recommended load impedance 3.6 to 500 ohms, 130 V isolation from earth ground.
Interferente:	Alți agenți de oxidare, cum ar fi bromura, dioxidul de clor, permanganatul și ozonul vor determina o interferență pozitivă. Cromul hexavalent va determina o interferență pozitivă: 1 mg/L Cr ⁶⁺ = aproximativ 0,02 mg/L de Cl ₂ . Duritatea nu trebuie să depășească valoarea de 1.000 mg/L CaCO ₃ .
Interval de presiune:	Presiune de admisie pentru condiționarea probei 1,5 - 75 (0,1 - 5,2 bar)
Intrare:	¼" OD tub din polietilenă, cu racord de deconectare rapidă
Limita de detecție:	0.03 mg/L (ppm)
Modalitate de montaj:	Montare pe perete
Monitor:	LCD, Măsurători din 3 cifre și linie text derulantă de șase caractere alfanumerice
Parametru:	Chlorine, Free & Total
Presiune la intrare:	1 to 5 psi (0.07 - 0.34 bar), 1.5 psi (0.103 bar) is optimum
Pressure Regulator Included?:	No
Repetabilitate:	0.01 ppm sau 3.0 %, sauicare este mai mare
Scop alimentare:	CL17 Chlorine Analyser with 1 Month Supply of Total Chlorine Reagents, Maintenance kit, Installation Kit, and Manual. (The power cord is ordered separately.)
Sursa de lumina:	LED (diodă emițătoare de lumină) clasa 1 cu o lungime de undă de vârf de 520 nm; durată de viață minimă estimată de 50.000 de ore
Temperatura probă:	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
Umiditate operare:	Up to 90 % at 40 °C (104 °F) maximum

Conținutul cutiei

Analizoarele de clor Hach CL17 sunt furnizate cu o rezervă de reactivi pentru o lună, un kit de întreținere, un kit de instalare și un manual. (Cablu de alimentare este comandat separat.)