



Celulă de eșantionare, din sticlă pătrată de 1 inch, 2 buc.

Nr. produs: 2495402

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Accesorii pentru spectrofotometre/măsurători spectrale ale lichidelor.

Se livrează ca pereche de celule adaptată.

A se utiliza în combinație cu spectrofotometrele Hach

Spectrofotometrele, aplicațiile chimice și metodele Hach sunt proiectate, elaborate și fabricate pentru a vă optimiza rezultatele.

Specificații

Cantitate:	2 pcs pereche adaptată
Greutate:	0,072 kg
Lungime de unda (optica):	1 inch square
Material:	Sticlă
Nota de subsol:	La achiziționarea spectrofotometrului DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 sau DR 2700 este inclusă 1 pereche de celule

Accesorii necesare

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)