



Celulă de eșantionare, sticlă, cilindrică, 25 mm, 6 buc.

Nr. produs: 2401906

RON Preț (fără TVA): Contact

Expediere în 2 săptămâni

Pentru utilizare cu colorimetre și spectrofotometre

Specificații

Cantitate:	6 pcs 25 ml, cu capace
Greutate:	0,2 kg
Lungime de unda (optica):	25 mm rotundă
Material:	Sticlă
Scop alimentare:	6 celule de eșantionare cu capace
Volum probă:	până la 25 mL