



Pipetă, volum variabil, 0,1-1,0 mL

Nr. produs:	BBP078
RON Preț (fără TVA):	Contact
Expediere în 1 săptămână	

Pipetele Hach cu volum variabil, cu un singur canal, cu deplasare de aer, au un design robust, sunt ergonomice, prevăzute cu sistem de ejectare a vârfului subțire și pot fi operate cu o singură mână. Precizie deosebită cu ajustări în trepte de 5 μ L (0,005 mL). Ideale pentru utilizare cu reactivii Hach LCK. Furnizate cu raport de calibrare și unealtă de întreținere.

Vârfuri de pipetă comercializate separat (BBP079).

Specificații

Cantitate:	1 fiecare
Conținutul cutiei:	Pipetă 0,1-1,0 mL, instrument de întreținere, certificat de calibrare, manual de bază.
	Vârfurile nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat.

Conținutul cutiei

Pipetă 0,1-1,0 mL, instrument de întreținere, certificat de calibrare, manual de bază. Vârfurile nu sunt incluse și trebuie achiziționate separat.