



POCKET Colorimeter II Kit de testare cu colorimetru pentru analiza concentrației de clor

Nr. produs:

5870000

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea clorului liber și total (DPD). În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Free and Total Chlorine (DPD), 0.02-2.0 / 0.10-8.0 mg/L Cl₂. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Puternic: durata de funcționare cu baterii este de până la 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile datorită afișajului cu iluminare de fundal și caracterelor mari

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Absorbanta:	0 - 2.5 Abs
Acuratețe lungime de undă:	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Alegere lungime de undă:	Lungime de undă fixă
Alimentare electrică:	4 celule alcaline de dimensiune AAA
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)
Cei mai mici pași de incrementare:	0.01 0.1
Certificarea conformității:	CE
Compatibilitate cuvete:	1 inch round / 13 mm round / 1cm square (with optional adapter)
Condiții de mediu: temperatura:	10 - 40 °C
Condiții de mediu: umiditate relativă:	max. 90 % umiditate relativă (nu determină condens)
Conținutul cutiei:	Două domenii: Valori scăzute - între 0,02 și 2,00 mg/L și Valori ridicate între 0,1 și 8,0 mg/L de Cl ₂ . Reactivi incluși: 100 de teste fiecare pentru valori scăzute sau 50 de teste fiecare pentru valori ridicate. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.

Detector:	Silicon detector
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Domeniu de măsurare:	- Cl ₂ liber și total
Domeniu de masurare :	0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl ₂
Durata de viață a bateriei:	2000 tests
	* iluminarea de fundal micșorează durata de viață a bateriilor
Garanție:	2 ani
Greutate:	0,23 kg
Inregistrator date:	10 valorile măsurate + ora
Instrument:	Kitul include instrumentul PC II
Interfață:	Nu există
Interval de măsurare fotometrică:	0 - 2 Abs
Interval lungime de undă:	variază în funcție de model
Lamp Type:	LED (diodă emițătoare de lumină)
Latime de banda spectrala:	15 nm filter bandwidth
Limba interfata utilizator:	Numeric
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Mod de operare:	Teste HACH / HACH LANGE pentru analiza apei
Monitor:	LCD, cu iluminare de fundal
Numar metoda:	8167 (total)
Numar teste:	50 - 100
Nume metoda:	Colorimetru/DPD
Parametru:	Clor, valori scăzute - Cl ₂ liber și total
Programe utilizator:	Programare personalizată
Scop alimentare:	PC II, cuvete de probă, manual, cutie de transport. Reactivi incluși: 100 de teste fiecare pentru valori scăzute sau 50 de teste fiecare pentru valori ridicate.
Sursă lampă:	LED (diodă emițătoare de lumină)
User interface:	Numeric

Conținutul cutiei

Două domenii: Valori scăzute - între 0,02 și 2,00 mg/L și Valori ridicate între 0,1 și 8,0 mg/L de Cl₂. Reactivi incluși: 100 de teste fiecare pentru valori scăzute sau 50 de teste fiecare pentru valori ridicate. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.