



Be Right™



Tester Pocket Pro ORP

Nr. produs: 9531100

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Eliminați presupunerile când efectuați măsurători.

Testerele Pocket Pro și Pro+ de la Hach oferă rezultate precise cu sistemul de diagnosticare încorporat, bateriile înlocuibile și un ecran LCD mare, ușor de citit.

Încredere în rezultate

Eliminați presupunerile atunci când trebuie să calibrați sau să curățați senzorul cu sistemul de diagnosticare încorporat

Economisiți timp și bani

Baterii AAA ușor de înlocuit și un recipient de analiză convenabil fac întreținerea și măsurătorile mai simple

Ușor de utilizat

Ecranul LCD mare este ușor de citit și lumina de fundal inclusă în modelele de senzori de schimb permit măsurători în aproape orice tip de iluminare a mediului

Specificații

Acuratete:	±2 mV
Calibrare:	Automat
Cerință acumulator:	4, AAA
Condiții de operare:	0 - 50 °C
Conținutul cutiei:	Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.
Domeniu de masurare :	±999 mV
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanție:	24 luni
Iluminare de fundal:	No
Limbi manual:	Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Parametru:	ORP
Rezoluție:	1 mV
Volum probă:	7 mL

Conținutul cutiei

Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.