



Be Right™



Tester de salinitate Pocket Pro

Nr. produs: 9531600

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Eliminați presupunerile când efectuați măsurători.

Testerele Pocket Pro și Pro+ de la Hach oferă rezultate precise cu sistemul de diagnosticare încorporat, bateriile înlocuibile și un ecran LCD mare, ușor de citit.

Încredere în rezultate

Pașii de calibrare ușori elimină presupunerile din calibrarea senzorului, pentru menținerea acestuia în stare optimă.

Economisiți timp și bani

Baterii AAA ușor de înlocuit și un recipient de analiză convenabil fac întreținerea și măsurătorile mai simple

Ușor de utilizat

Ecranul LCD mare este ușor de citit; iluminarea de fundal este inclusă în modelele Pocket Pro+, permițând măsurarea în aproape orice tip de iluminare a mediului.

Specificații

Acuratete:	1% FS
Cerință acumulator:	4, AAA
Condiții de operare:	0 - 50 °C
Domeniu de masurare :	0 - 10,00 ppt
Evaluare IP carcasa:	IP67
Limbi manual:	Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Parametru:	Salinitate, temp.
Rezoluție:	0,01 ppt
Volum proba:	7 mL

Conținutul cutiei

Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât, soluție de calibrare și ghid de inițiere rapidă.