



Be Right™



Tester Pocket Pro+ Multi 2 pentru pH/conductivitate/TDS/salinitate cu senzor înlocuibil

Nr. produs: 9532800
RON Preț (fără TVA): Contact
Apelare pentru data de expediere

Eliminați presupunerile când efectuați măsurători.

Testerele Pocket Pro și Pro+ de la Hach sunt concepute pentru a oferi rezultate precise. Cu sprijinul instrumentelor încorporate de diagnosticare a funcționării, nu trebuie niciodată să ghiciți când să curățați sau să calibrați senzorul. De asemenea, primiți baterii de schimb pentru utilizarea convenabilă pe teren și un ecran LCD mare, ușor de citit.

Încredere în rezultate

Eliminați presupunerile atunci când trebuie să calibrați sau să curățați senzorul cu sistemul de diagnosticare încorporat

Economisiți timp și bani

Baterii AAA ușor de înlocuit și un recipient de analiză convenabil fac întreținerea și măsurătorile mai simple

Ușor de utilizat

Ecranul LCD mare este ușor de citit și lumina de fundal inclusă în modelele de senzori de schimb permit măsurători în aproape orice tip de iluminare a mediului

Specificații

Acuratete:	Salinitate: $\pm 1\%$
Cerință acumulator:	4, AAA
Condiții de operare:	0 - 50 °C
Domeniu de măsurare :	TDS: reglarea automată a intervalului (0,0 - 99,9 ppm; 100 - 999 ppm; 1,00 - 10,00 ppt)
Evaluare IP carcasa:	IP67
Limbi manual:	Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Parametru:	pH, conductivitate, TDS, salinitate, temp.
Rezoluție:	Temp.: 0,1 °C
TDS factor:	Reglabil; 0,71 implicit
Volum proba:	9 ml

Conținutul cutiei

Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât, soluție de calibrare și ghid de inițiere rapidă.