



## Sension pH combination Gel electrode

Nr. produs: 5193500

### ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Standard combination pH electrode with a non-refillable gel reference and built-in temperature sensor. Contains fixed cable with 5-pin circular connector.

---

### Specificații

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Connector (text):       | 5-pin circular Connector  |
| Domeniu de măsurare:    | 0 - 14 pH                 |
| Domeniu de temperatură: | Continuous use: 0 - 45 °C |
| Garanție:               | 6 luni                    |
| Jonctiune proba:        | Glass frit                |
| Lungime:                | 152.5 mm                  |
| Lungime cablu:          | 0.91 m                    |
| Material:               | Sensor Body: Epoxy        |
| Solutie de umplere:     | Non-refillable gel        |
| Tip electrod:           | Laboratory                |
| Tip senzor:             | Glass                     |