



Sension+ Electrod de conductivitate universal

Nr. produs: LZW5070.97.0002

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Celulă de conductivitate cu electrozi de Pt și corp din sticlă. Constantă C celulă=1cm⁻¹. Compensare automată a temperaturii. Cablu de 1 m. Pentru instrumentele de laborator.

Domeniu de măsurare între 0,2 μS/cm și 200 mS/cm, între 0 și 80 °C.

Electrodul este potrivit pentru aplicații generale în medii apoase.

Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.

Specificații

Acuratete:	0,50% EC și TDS
Conector:	RJ45 (phone)
Dimensiuni (A x L):	12 mm x 130 mm
Domeniu de măsurare:	între 0,2 μS/cm și 200 mS/cm
Domeniu de temperatură:	Utilizare continuă: 0 – 80 °C
Garanție:	12 luni
Jonctiune proba:	-
Lungime:	130 mm
Lungime cablu:	1 m
Material:	Corpul senzorului: de exterior: policarbonat; de interior: sticlă
Measuring range conductivity:	0,2 μS/cm - 200 mS/cm
Parametru:	Conductivitate
Senzor de temperatura:	Pt 1000
Solutie de umplere:	-
Termistor:	Pt1000
Tip:	Lab
Tip electrod:	Laborator
Tip senzor:	Platină, 3 poli, k = 0,7 cm ⁻¹