



Sension+ Electrode de pH cu gel, cu diafragmă ceramică (utilizare generală)

Nr. produs: LZW5050T.97.002
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Electrod de pH rentabil, umplut cu gel, cu diafragmă ceramică. Compensare automată a temperaturii. Corp din policarbonat. Domeniu între 0 și 14 pH, între 0 și 80 °C. Cablu de 1 m. Pentru instrumente de măsură portabile.

Acest electrod de pH cu necesități reduse de întreținere este potrivit pentru măsurători generale în medii apoase. Un element de protecție la depozitare previne ruperea și evită presurizarea excesivă a diafragmei.

Ergonomic și robust

Senzor de temperatură integrat

Cheltuieli mici de întreținere

Specificații

Acuratete:	pH 0,02 cu aparat de măsurat pH1
Conector:	Sension+ MP5
Dimensiuni (A x L):	12 mm x 85 mm
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Domeniu de temperatură:	Utilizare continuă: 0 – 80 °C
Garanție:	6 luni
Jonctiune proba:	Conector ceramic
Lungime:	85 mm
Lungime cablu:	1 m
Material:	Corp senzor: policarbonat
Parametru:	pH
Soluție de umplere:	Nu poate fi reumplut cu gel
Termistor:	Pt1000
Tip:	Portabil
Tip electrod:	Portabil
Tip senzor:	Sticlă