



SENSION+ pH1 DL pH-metru portabil cu jurnal de date

Nr. produs:

LPV2500DL.98.02

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Makes testing & data management fast and simple

pH-metru portabil cu funcție de jurnal de date, instrument de bază fără accesorii și electrozi

Data logger pH meter with USB dongle and PC software.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications.

Interval measurements, wireless data transfer

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Specificații

Acuratete:	-
Acuratete temperatura:	0,2 °C (± 1 číslice)
Acuratetea conductivitatiei:	-
Autorecunoasterea solutiei buffer:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,01
Calibrare electrod oxigen diolvat:	-
Capacitate de stocare rezultate interne:	500 rezultate
Caracteristici GLP:	-
Cerință acumulator:	3 AA
Certificarea conformității:	CE; Directiva RTTE - a se vedea NB declarația de opinii; aprobare FCC
Condiții de mediu: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Condiții de mediu: umiditate relativă:	< 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display curbe de calibrare :	Afișare pantă și potențial de asimetrie
Electrod inclus:	No
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanție:	36 luni

Greutate:	2,5 kg
Ieșire:	Wireless pe USB
Iluminare de fundal:	Yes
Inaltime (global):	-
Interfață operare:	Tastatură
Interfata: limbi:	Cu pictograme, nu utilizează nicio limbă
Intrari:	MP-5
Kit?:	Nu
Limbi interfață utilizator:	-
Limbi manual:	Engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, cehă, daneză, olandeză, poloneză, suedeză, finlandeză, bulgară, maghiară, română, lituaniană, rusă, turcă, slovacă, slovenă, croată, greacă, estonă
Masa de lucru:	Nu
Masurare oxigen dizolvat:	-
Masurare salinitate:	-
Masurare TDS:	-
Masurare temperatura:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Masurarea conductivitatii:	-
Masurarea conductivitatii la citire stabila:	-
Masurarea conductivitatii: corectia temperaturii:	-
Masurarea presiunii barometrice:	-
Measuring range:	± 1999 mV
Metoda de măsurare:	Interval, stabilizare automată, manuală
Model:	pH1 DL
Monitor:	LCD cu iluminare de fundal și pictograme
Operare AC si USB:	Nu
Parametru:	pH, mV, ORP/Redox, Temperature
PC data transfer software :	Da
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 cifră)
pH Electrode calibration:	1 - 3 puncte calibrare
pH Measurement Range:	-2 000 19.99 pH
Pressure compensation:	-
Rezistenta la apa:	IP67
Rezolutia conductivitatii:	-
Rezoluție:	0,1 mV (domeniu ±199,9 mV)
Rezolutie mV:	0.1 mV (între 0 și 200 mV) 1 mV (pentru restul domeniului)
Rezolutie oxigen dizolvat:	-
Rezolutie pH:	0.01 pH
Rezolutie TDS:	-
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, Temperature
Temperature compensation:	Senzor sensION+ cu PT1000 integrat / sau introducere manuală

