



SENSION+ MM150 Multimetru portabil pentru pH, ORP și conductivitate

Nr. produs:

LPV4000.98.0002

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Multi-parameter system, simultaneous measurement

Instrument de bază fără accesorii și electrozi.

Un sistem complet cu navigație intuitivă în meniu, pentru teste electrochimice rapide și simple. Fiecare sistem este conceput pentru utilizarea cu o gamă largă de aplicații.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Specificații

Acuratete:	ORP: ± 1 mV
Acuratete temperatura:	0,2 °C (± 1 cifră)
Acuratetea conductivitatii:	≤ 0.5 % (± 1 cifră) din domeniul de măsurare
Autorecunoasterea soluției buffer:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,09
Calibrare electrod oxigen diolvat:	-
Capacitate de stocare rezultate interne:	-
Caracteristici GLP:	-
Cerință acumulator:	3 AA
Certificarea conformității:	CE, DEEE
Condiții de mediu: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Condiții de mediu: umiditate relativă:	< 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display curbe de calibrare :	Afișare pantă și potențial de asimetrie
Electrod inclus:	No
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanție:	36 luni

Greutate:	0,3 kg
Ieșire:	-
Iluminare de fundal:	Yes
Inaltime (global):	-
Interfață operare:	Tastatură
Interfata: limbi:	Cu pictograme,
	nu se utilizează nicio limbă
Intrari:	MP-8
Kit?:	Nu
Limbi interfață utilizator:	-
Limbi manual:	peste 20 de limbi
Masa de lucru:	Nu
Masurare oxigen dizolvat:	-
Masurare salinitate:	-
Masurare TDS:	0 mg/L - 500 g/L
Masurare temperatura:	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)
Masurarea conductivitatii:	1 μS/cm - 30 mS/cm (domeniu sondă)
Masurarea conductivitatii la citire stabila:	Yes
Masurarea conductivitatii: corectia temperaturii:	Linear
Masurarea presiunii barometrice:	-
Measuring range:	± 1999 mV
Metoda de măsurare:	Stabilizare automată, manuală
Model:	MM150
Monitor:	LCD cu iluminare de fundal și pictograme
Operare AC si USB:	No
Parametru:	pH, mV, ORP/oxidoreducere, conductivitate, TDS, salinitate, rezistivitate, temperatură
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 cifră)
pH Electrode calibration:	1 - 3 puncte calibrare
pH Measurement Range:	-2 - 19,99 pH
Pressure compensation:	-
Rezistenta la apa:	IP67
Rezolutia conductivitatii:	În funcție de domeniul de măsurare
Rezoluție:	ORP: 1 mV
Rezolutie mV:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Rezolutie oxigen dizolvat:	-
Rezolutie pH:	0.01 pH
Rezolutie TDS:	1 mg/L - 1 g/L
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Salinity resolution:	În funcție de domeniul de măsurare
Simultaneous measurements:	pH, ORP, conductivitate (TDS, salinitate), temperatură
Temperature compensation:	Cu sondă de temperatură Pt 1000 sau prin tastatură

