



Kit de testare pentru clor (liber și total) și pH, modelul CN-67

Nr. produs:

1411100

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Controlul clorului și al pH-ului din piscine și din spa pentru menținerea condițiilor sigure pentru scăldat și pentru protecția împotriva coroziunii sistemului. Livrat cu discuri cromatice și comparator pentru monitorizarea clorului și a pH-ului, kitul de testare pentru pH și clor liber și total asigură o precizie mai mare decât kiturile de testare care utilizează cuburi colorate sau comparatoare în trepte.

Unul dintre cele mai populare kituri de testare ale Hach

Include discuri cromatice și un comparator pentru monitorizarea clorului și a pH-ului

Kitul conține toți reactivii și aparatele necesare într-o cutie de transport robustă pentru analiza în teren

Specificații

Aplicatie:	Piscină și spa
Domeniu de măsurare:	6,6 - 8,4 unități pH
Domeniu de masurare :	0 - 3,4 mg/L
Model:	CN-67
Numar teste:	300
Parametru:	Chlorine (Free & Total) and pH
Platforma:	Disc culoare