



Cylinder, Graduated, Double Metric, Low Form, 100 mL

Nr. produs: 2928402

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

These graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down, and two pouring lips Calibrated "to deliver"

Specificații

Cantitate:	1 each
Capacitate:	100 mL
Certificări:	Class A
Înălțime:	150 mm
Material corp:	Polycarbonate
Metoda de măsurare:	To Deliver
Tip:	Dublu metric