



Cuvă cilindrică din polistiren, de 1 inch, 2 buc.

Nr. produs:	4864302
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Se livrează ca set de 2, cu capace.

Se livrează ca set de 2, cu capace.

Specificații

Cantitate:	2 pcs 10 mL, cu capace
Lungime de unda (optica):	Cilindrică de 1 inch
Material:	Polistiren
Nota de subsol:	La achiziționarea calorimetrelor din seria DR/800, și a anumitor instrumente Pocket Colorimeter II, este inclusă 1 pereche de celule.