




Be Right™



Celulă cu flux continuu, sticlă de cuarț, dreptunghiulară, 50 mm, 1 buc.

Nr. produs: LZV649
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Accesorii opționale pentru spectrofotometre/măsurători spectrale ale lichidelor, care permit măsurarea fluxului continuu.

Specificații

Cantitate:	1 pcs Celulă cu flux continuu, 370 μ l
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	40 mm x 12.5 mm x 52 mm
Inaltime fascicul:	10 mm
Lungime de unda (optica):	50 mm dreptunghiulară
Material:	Sticlă de cuarț