



Be Right™



## Software de aplicație pentru analiza enzimelor din alimente

Nr. produs:	LZV943
RON Preț (fără TVA):	Contact
Disponibil	

Software-ul de aplicație LZV937 este o compilație de teste enzimologice

fabricate de R-Biopharm AG, Darmstadt, care pot fi efectuate cu spectrofotometrul DR 6000 și suportul carusel LZV902.99.00001. Metodele pot fi modificate pentru setări individuale.

### **Metodele sunt gata de utilizare.**

Metodele pot fi încărcate prin USB.

### **Mențineți controlul timpului în funcție de mai multe măsurători.**

O funcție de cronometru vă alertează cu privire la următorul pas și începe automat evaluarea probelor multiple.

### **Obțineți rezultatul final imediat după analiză.**

Fotometrul realizează calcule complexe pentru dvs.