



Cuvetă dreptunghiulară OS, Celulă de eșantionare, din sticlă, dreptunghiulară, 50 mm, 1 buc.

Nr. produs: LZP269

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Accesorii pentru spectrofotometre/măsurători spectrale ale lichidelor în spectrul vizibil.

Specificații

Cantitate:	1 pcs 7 mL, semi-micro
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	45 mm x 12.5 mm x 52.5 mm
Lungime de unda (optica):	50 mm dreptunghiulară
Material:	Sticlă