



Cuvetă dreptunghiulară OG Celulă de eșantionare, din sticlă, dreptunghiulară, 20 mm, 1 buc.

Nr. produs: LZP331

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Specificații

Cantitate:	1 pcs 7 mL
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	45 mm x 12.5 mm x 22.5 mm
Lungime de unda (optica):	20 mm dreptunghiulară
Material:	Sticlă optică