



POCKET Colorimeter II Kit de testare cu colorimetru pentru analiza de clor și pH

Nr. produs:

5870012

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea clorului liber și total. Metoda DPD și cu roșu de fenol.

În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile datorită iluminării de fundal și cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile oriunde

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Absorbanta:	0 - 2.5 Abs
Acuratețe lungime de undă:	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Alimentare electrică:	4 celule alcaline de dimensiune AAA
Calibrare lungime de undă:	nu se aplică
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)
Compatibilitate cuvete:	1 inch rotund / 1 cm pătrat (cu adaptor opțional)
Condiții de mediu: temperatura:	10 - 40 °C
Condiții de mediu: umiditate relativă:	max. 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Conținutul cutiei:	Sistem de analiză Pocket Colorimeter II conținând metoda de analiză DPD pentru clor și metoda colorimetrică cu roșu de fenol pentru pH * Intervale: de la 0,1 la 10,0 mg/l pentru Cl ₂ și de la 6,0 la 8,5 pentru pH. Set de reactivi (100 teste clor liber, 100 teste clor total, 100 teste pH) Înlocuiește PN 4670012 - colorimetru de buzunar pentru clor și pH și PN 4110022 - DR/100 pentru clor/pH. Nerecomandat pentru raportarea rezultatelor privind apa potabilă la agenția de reglementare. Consultați numărul de produs: 5870000 - kit de testare Pocket Colorimeter II pentru clor (liber și total) în cazul valorilor scăzute de clor rezidual - sau 5870062, în cazul valorilor medii și ridicate. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.
Detector:	Silicon detector

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	156 mm x 61 mm x 35 mm
Domeniu de măsurare:	0.1 - 10.0 mg/L Cl ₂
Domeniu de masurare :	6,0 - 8,5 pH
Durata de viață a bateriei:	2000 tests aproximativ
	* Utilizarea iluminării de fundal micșorează durata de viață a bateriilor.
Garanție:	2 ani
Greutate:	0,23 kg
Inregistrator date:	10 valori măsurate
Instrument:	Kitul include instrumentul PC II
Interfață:	nu se aplică
Interval lungime de undă:	variază în funcție de model
Latime de banda spectrala:	15 nm filter bandwidth
Limba interfata utilizator:	nu se aplică
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Monitor:	LCD numeric, cu iluminare de fundal
Numar teste:	100
Nume metoda:	Colorimetru/DPD
	Roșu de fenol, DPD
Parametru:	pH și clor - valori ridicate
Programe utilizator:	Programare personalizată
Smallest increment:	0.1
Sursă lampă:	LED (diodă emițătoare de lumină)
Tipul carcasei:	R

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II conținând metoda de analiză DPD pentru clor și metoda colorimetrică cu roșu de fenol pentru pH *

Intervale: de la 0,1 la 10,0 mg/l pentru Cl₂ și de la 6,0 la 8,5 pentru pH. Set de reactivi (100 teste clor liber, 100 teste clor total, 100 teste pH)

Înlocuiește PN 4670012 - colorimetru de buzunar pentru clor și pH și PN 4110022 - DR/100 pentru clor/pH. Nerecomandat pentru raportarea rezultatelor privind apa potabilă la agenția de reglementare. Consultați numărul de produs: 5870000 - kit de testare Pocket Colorimeter II pentru clor (liber și total) în cazul valorilor scăzute de clor rezidual - sau 5870062, în cazul valorilor medii și ridicate. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.