



POCKET Colorimeter II Pocket Colorimeter II - Cupru

Nr. produs:

5870019

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea cuprului, 0,04-5,0 mg/l Cu, metoda cu bicinconinat. În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Copper, 0.04-5.0 mg/L Cu, Bicinchoninate Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Acuratețe lungime de undă:	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)
Certificarea conformității:	CE
Conținutul cutiei:	Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru cupru. Interval de testare: între 0,04 și 5,00 mg/l. Include instrumentul Pocket Colorimeter II pentru cupru, set de reactivi (100 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Domeniu de măsurare:	0.04 - 5.00 mg/L Cu
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,23 kg
Instrument:	Kitul include PC II
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Monitor:	LCD, backlit
Nota de subsol:	*mg/l dacă nu se menționează altceva; ppb = µg/l; ppm = mg/l; gpg = granule per galon; 1 gpg = 17,1 mg/l sau 17,1 ppm.
Numar metoda:	8506
Numar teste:	100
Nume metoda:	Colorimetru/
	Bicinconinat
Parametru:	Cupru - ca Cu liber
Smallest increment:	0.01
Tipul carcasei:	D

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru cupru. Interval de testare: între 0,04 și 5,00 mg/l. Include instrumentul Pocket Colorimeter II pentru cupru, set de reactivi (100 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.