



27 Kit de testare cu colorimetru pentru analiza concentrației de fier

Nr. produs:

5870016

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea fierului, 0,01-1,7 mg/l Fe, metoda TPTZ. În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Iron, 0.01-1.7 mg/L Fe, TPTZ Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Acuratețe lungime de undă:

Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model

Carcasă impermeabilă (IP) :

IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)

Certificarea conformității:

CE

Conținutul cutiei:

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, pentru fier (TPTZ) - între 0,01 și 1,70 mg/l, cu set de reactivi (100 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.

Detector:

Silicon detector

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):

155 mm x 61 mm x 35 mm

Domeniu de măsurare:

0.01 - 1.70 Fe

Garanție:

2 ani

Greutate:

0,23 kg

Instrument:

Kitul include PC II

Lungime de unda:

Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Monitor:

LCD, backlit

Numar metoda:	8112
Numar teste:	50 - 100
Nume metoda:	Colorimetru/TPTZ
Parametru:	Fier, valori scăzute
Smallest increment:	0.01
Tipul carcasei:	D

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, pentru fier (TPTZ) - între 0,01 și 1,70 mg/l, cu set de reactivi (100 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.