



POCKET Colorimeter II Kit de testare cu colorimetru pentru analiza concentrației de mangan (valori scăzute)

Nr. produs:

5870018

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea manganului, 0,01-0,70 mg/l Mn, metoda PAN. În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Manganese, 0.01-0.70 mg/L Mn, PAN Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Acuratețe lungime de undă:

Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model

Carcasă impermeabilă (IP) :

IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)

Certificarea conformității:

CE

Conținutul cutiei:

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru mangan - valori scăzute - care utilizează metoda cu 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) Interval: între 0,01 și 0,70 mg/l ca Mn.

Include instrumentul Pocket Colorimeter II pentru valori scăzute de mangan, set de reactivi (50 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.

Detector:

Silicon detector

Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):

155 mm x 61 mm x 35 mm

Domeniu de măsurare:

0.01 - 0.70 mg/L Mn

Garanție:

24 luni

Greutate:

0,23 kg

Instrument:

Kitul include instrumentul PC II

Lungime de unda:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Monitor:	LCD, backlit
Numar metoda:	8149
Numar teste:	50
Nume metoda:	Colorimetru/PAN
Parametru:	Mangan
Smallest increment:	0.01
Tipul carcasei:	D

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru mangan - valori scăzute - care utilizează metoda cu 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) Interval: între 0,01 și 0,70 mg/l ca Mn.Include instrumentul Pocket Colorimeter II pentru valori scăzute de mangan, set de reactivi (50 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.