



Pocket Colorimeter II Kit de testare pentru analiza concentrației de nitrați

Nr. produs:

5870002

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea nitraților, între 0,4 și 30 mg/L NO₃-N, prin metoda reducerii cu Cd. În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Nitrate, 0.4-30 mg/L NO₃-N, Cd-Reduction Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Acuratețe lungime de undă:	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)
Certificarea conformității:	CE
Conținutul cutiei:	Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, pentru nitrați - între 0,4 și 30 mg/L, cu set de reactivi (100 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiune cuveta:	rotundă, de 1 inch (25,4 mm) și pătrată, de 10 mm cu adaptor
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Domeniu de măsurare:	0.4 - 30.0 mg/L NO ₃ -N
Garanție:	2 ani
Greutate:	0,23 kg
Instrument:	Kitul include instrumentul PC II
Lamp Type:	LED (diodă emițătoare de lumină)

Lungime de unda:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Monitor:	LCD, cu iluminare de fundal
Numar metoda:	8039
Numar teste:	100
Nume metoda:	Colorimetru/ Reducere cu cadmiu
Parametru:	Nitrați-Azot
Smallest increment:	0.1
Tipul carcasei:	D

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II, pentru nitrați - între 0,4 și 30 mg/L, cu set de reactivi (100 de teste). Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.