



POCKET Colorimeter II Kit de testare cu colorimetru pentru analiza concentrației de sulfat

Nr. produs:

5870029

Produse periculoase

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.



Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Colorimetru portabil programat pentru determinarea sulfatilor, 2-70 mg/l SO₄, metoda cu sulfat de bariu. În cutie de transport, cu reactivi, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Portable Colorimeter programmed for the determination of Sulphate, 2-70 mg/L SO₄, Bariumsulphate Method. In carrying case, complete with reagents, cuvettes and operating instructions.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Acuratețe lungime de undă:	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67 (excluzând compartimentul pentru baterii)
Certificarea conformității:	CE
Conținutul cutiei:	Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru sulfat, între 2 și 70 mg/l cu set de reactivi (100 de teste), manual, plus cutie de transport. Aprobabil/acceptat de USEPA pentru apa uzată. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unități de reactivi premăsurate), cutie de transport solidă personalizată și manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Domeniu de măsurare:	2 - 70 mg/L
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,23 kg
Instrument:	Kitul include instrumentul PC II
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Monitor:	LCD, backlit
Numar metoda:	8051
Numar teste:	100
Nume metoda:	Colorimetru/Turbidimetrie
Parametru:	Sulfati
Smallest increment:	1
Tipul carcasei:	D

Conținutul cutiei

Sistem de analiză Pocket Colorimeter II pentru sulfati, între 2 și 70 mg/l cu set de reactivi (100 de teste), manual, plus cutie de transport. Aprobata/acceptata de USEPA pentru apa uzata. Toate instrumentele Pocket Colorimeter II sunt furnizate în cadrul unui kit gata de utilizare, care include un set de reactivi (doze unitate de reactivi premăsurate), cutie de transport solida personalizata și manual.