



POCKET Colorimeter II Colorimetru 420 nm

Nr. produs:

5870042

ARTICOL ÎNVECHIT

Acest articol nu mai este disponibil.

Dimensiuni reduse, performanțe ridicate de analiză a apei

Fotometru rezistent și fiabil, cu filtru specific în funcție de lungimea de undă. Programabil de utilizator. În cutie de transport, completat cu baterii, cuvete și instrucțiuni de utilizare.

Rugged and reliable wavelength-specific Filter Photometer. User-programmable. In carrying case, complete with batteries, cuvettes and operating instructions.

Generic POCKET Colorimeter II Instruments are intended for applications not included in standard analysis systems. They are available in a range of wavelengths appropriate for many custom calibrations. In addition to the factory absorbance calibration (0-2.5 A), the instruments offer two user-entered, two-point, linear calibrations, and provide a choice of either 0.00 to 2.55 or 0.0 to 99.0 for the display value.

Simplu: toate funcțiile sunt disponibile prin intermediul a numai patru taste

Alimentare: funcționare cu baterie pentru maximum 2000 de teste

Afișare clară: chiar și în condiții dificile, datorită iluminării și a cifrelor mari de pe afișaj

Rezultate fiabile fără conectarea la rețeaua de alimentare

Structură rezistentă, dar ușoară

Specificații

Acuratețe lungime de undă:	Lungime de undă fixă ± 2 nm variază în funcție de model
Carcasă impermeabilă (IP) :	IP67
Certificarea conformității:	European CE mark
Conținutul cutiei:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Detector:	Silicon detector
Dimensiune cuveta:	25 mm sau 1 cm cu adaptor
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	35 mm x 61 mm x 155 mm
Garanție:	24 luni
Greutate:	0,23 kg
Lamp Type:	LED (diodă emițătoare de lumină)
Lungime de unda:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Monitor:	LCD, cu iluminare de fundal
Numar teste:	Up to 18
Parametru:	Wavelength specific, 420 nm

Conținutul cutiei

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.