



Tester de pH Pocket Pro

Nr. produs: 9531000

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Eliminați presupunerile când efectuați măsurători.

Testerele Pocket Pro și Pro+ de la Hach sunt concepute pentru a oferi rezultate precise. Cu sprijinul instrumentelor încorporate de diagnosticare a funcționării, nu trebuie niciodată să ghiciți când să curățați sau să calibrați senzorul. De asemenea, primiți baterii de schimb pentru utilizarea convenabilă pe teren și un ecran LCD mare, ușor de citit.

Încredere în rezultate

Pașii de calibrare ușori și sistemele de diagnosticare încorporate pentru testere pH elimină presupunerile din calibrarea senzorului, pentru a-l menține în stare optimă.

Economisiți timp și bani

Baterii AAA ușor de înlocuit și un recipient de analiză convenabil fac întreținerea și măsurătorile mai simple.

Ușor de utilizat

Ecranul LCD mare este ușor de citit; iluminarea de fundal este inclusă în modelele Pocket Pro⁺, permițând măsurarea în aproape orice tip de iluminare a mediului.

Specificații

Acuratete:	pH 0,1
Calibrare:	3 puncte
Cerință acumulator:	4, AAA
Condiții de operare:	0 - 50 °C
Conținutul cutiei:	Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.
Domeniu de măsurare :	pH 0,0 - 14,0
Durata de viață a bateriei:	200
Evaluare IP carcasa:	IP67
Garanție:	6 luni
Iluminare de fundal:	No
Limbi manual:	Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
Parametru:	pH, temp.
Power Supply:	Baterii (vezi cerințe alimentare)
Rezoluție:	pH 0,1
Volum probă:	7 mL

Conținutul cutiei

Include: tester, 4 baterii AAA, șnur pentru gât și ghid de inițiere rapidă.