



Electrod de pH Intellical PHC301 de laborator, cu posibilitate de reumplere, uz general, cablu de 3 m

Nr. produs: PHC30103

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Intellical PHC301 este un electrod de pH digital combinat, cu senzor de temperatură încorporat. PHC301 dispune de un corp care poate fi reumplut, cu racord de referință cu doi pini ceramici. Acest electrod de pH de laborator este protejat la șocuri, având corpul din plastic Zeonor, ce asigură protecție până la elementul de detectare cu balon de sticlă. Electrocul este disponibil cu un cablu de 3 sau 1 m. Electrocul de pH PHC301 combinat, cu posibilitate de reumplere, este recomandat pentru apă reziduală, apă potabilă și aplicațiile generale cu apă. PHC301 nu este adecvat pentru utilizare cu solvenți organici. Un recipient de 28 mL cu soluție de umplere cu electrolit pentru referință (soluție 3 M KCl saturată cu AgCl) este furnizat împreună cu sonda.

Sondele digitale Intellical sunt calibrate din fabrică

Se pot utiliza pentru testare imediat ce sunt scoase din cutie.

Sondele digitale Intellical alertează utilizatorul atunci când este necesară recalibrarea

Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Sondele digitale Intellical asigură o trasabilitate de înalt nivel în istoricul măsurărilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei.

Sondele digitale Intellical pot fi mutate între instrumentele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Specificații

Acuratete:	pH $\pm 0,02$
Acuratete temperatura:	$\pm 0,3$ °C
Aplicatie:	Clean & Dirty Samples
Caracteristici speciale:	Referință cu racord dublu
Conținutul cutiei:	Electrod de pH Intellical PHC301 de laborator, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, recipient de 28 mL cu soluție de umplere cu electrolit pentru referință (soluție 3 M KCl saturată cu AgCl), certificat de testare și manual de utilizare de bază.
Domeniu de măsurare:	pH 0 - 14
Domeniu de temperatură:	0 - 50 °C
Garanție:	12 luni
Greutate:	0,15 kg
Joncțiune:	Joncțiune pin poros
Kit?:	Nu
Lungime:	175 mm
Lungime cablu:	3 m
Method Type:	Teren: element de referință cu posibilitate de reumplere

Parametru:	pH
Product Kit:	Model: PHC301
	Accesorii incluse: niciunul
Reference system:	Ag/AgCl
Rezoluție:	0,001/0,01/0,1
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	Între -0,6 pH și pH 12,6 în 1 M NaOH
Solutie de umplere:	Soluție 3 M KCl saturată cu AgCl (#2841700)
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: pH
	Adâncime probă minimă (mm): 15
Tip electrod:	Element de referință cu posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Sticlă pH

Conținutul cutiei

Electrod de pH Intellical PHC301 de laborator, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, recipient de 28 mL cu soluție de umplere cu electrolit pentru referință (soluție 3 M KCl saturată cu AgCl), certificat de testare și manual de utilizare de bază.

Accesorii necesare

- Soluție de umplere, Referință, 3 M KCl cu AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Soluție de umplere, Referință, 3 M KCl cu AgCl, 28 mL (Item 2841700)