



Electrod de pH Intellical PHC281 de laborator, pentru calitatea apei, cu posibilitate de reumplere, cablu de 1 m

Nr. produs: PHC28101

RON Preț (fără TVA):
Expediere în 2 săptămâni

Contact

Intellical PHC281 este un electrod de pH digital combinat, cu senzor de temperatură încorporat. PHC281 este o sondă de pH cu posibilitate de reumplere, concepută pentru probe dificile. Acest electrod de pH de laborator este protejat la șocuri, având corpul din plastic Zeonor, ce asigură protecție până la elementul de detectare cu balon de sticlă. Electrocul este disponibil cu un cablu de 3 sau 1 m. Electrocul de pH PHC281 cu posibilitate de reumplere are debit ridicat de electrolit și un racord deschis de mari dimensiuni, ideal pentru probele dificile, cum ar fi probele cu legături ionice slabe (LIS), ultra-pure, cu impurități și cu conținut ridicat de solide. PHC281 nu este adecvat pentru utilizare cu solvenți organici. Un recipient de 59 mL cu soluție 2,44 M KCl pentru umplerea electrodului este inclus împreună cu sonda.

Sonda de pH PHC281 Ultra este concepută pentru performanțe de excepție, chiar și în cazul probelor dificile
Debitul ridicat al electrolitului și designul cu racord deschis de mari dimensiuni oferă răspuns și stabilizare rapide.

Sondele digitale Intellical asigură o trasabilitate de înalt nivel în istoricul măsurărilor
Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei.

Sonda Intellical digitală de pH alertează utilizatorul atunci când este necesară recalibrarea
Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Sonda digitală pH Intellical poate fi mutată între instrumentele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare
Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Specificații

Acuratete:	pH $\pm 0,02$
Acuratete temperatura:	$\pm 0,3$ °C
Aplicatie:	Low Ionic Strength & Dirty Samples
Caracteristici speciale:	Referință cu racord dublu
Conținutul cutiei:	Electrod de pH Intellical PHC281 de laborator, cu recipient de stocare, cablu de 1 m, recipient de 59 mL cu soluție de umplere cu electrolit pentru referință (soluție 2,44 M KCl), certificat de testare și manual de utilizare de bază.
Domeniu de măsurare:	pH 0 - 14
Domeniu de temperatură:	0 - 50 °C
Garanție:	12 luni
Greutate:	0,1 kg
Joncțiune:	Joncțiune deschisă
Kit?:	Nu
Lungime:	175 mm
Lungime cablu:	1 m

Method Type:	Laborator: element de referință cu posibilitate de reumplere
Parametru:	pH
Product Kit:	Model: PHC281
	Accesorii incluse: niciunul
Reference system:	Ag/AgCl
Rezoluție:	0,001/0,01/0,1
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Zeonor
Solutie de umplere:	Soluție 2,44 M KCl (#2965026)
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: pH
	Adâncime probă minimă (mm): 15
Tip electrod:	Element de referință cu posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Sticlă pH

Conținutul cutiei

Electrod de pH Intellical PHC281 de laborator, cu recipient de stocare, cablu de 1 m, recipient de 59 mL cu soluție de umplere cu electrolit pentru referință (soluție 2,44 M KCl), certificat de testare și manual de utilizare de bază.

Accesorii necesare

- Soluție de umplere, Referință, 2,44 M KCl, 59 mL (Item 2965026)