



Electrod de pH Intellical PHC201 umplut cu gel, de laborator, uz general, cablu de 3 m

Nr. produs: **PHC20103**

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Intellical PHC201 este un electrod de pH digital combinat, cu senzor de temperatură încorporat. PHC201 are un racord de referință umplut cu gel semi-lichid, fără posibilitate de reumplere, cu pin ceramic. Acest electrod de pH de laborator este protejat la șocuri, având corpul din plastic și epoxid, ce asigură protecție până la elementul de detectare cu balon de sticlă. Electrocul este disponibil cu un cablu de 3 sau 1 m. Electrocul de pH PHC201 este recomandat pentru aplicații generale în medii apoase. PHC201 nu este adecvat pentru utilizare cu tipuri de probe cu solvenți organici, cu legături ionice slabe, apă reziduală, cu cantitate de solide ridicate sau alcalinitate ridicată.

Intellical PHC201 asigură un răspuns rapid și stabil în aplicații pentru calitatea apei

Electrolit gel, cu întreținere minimă și racord cu pin ceramic, pentru măsurarea pH-ului într-o varietate de tipuri de probe.

Sondele digitale Intellical asigură o trasabilitate de înalt nivel în istoricul măsurărilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei

Sondele digitale Intellical alertează utilizatorul atunci când este necesară recalibrarea

Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Sondele digitale Intellical pot fi mutate între instrumentele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Specificații

Acuratete:	pH $\pm 0,02$
Acuratete temperatura:	$\pm 0,3$ °C
Aplicatie:	Clean Samples
Caracteristici speciale:	Utilizare universală. Probe de apă curată.
Conținutul cutiei:	Electrod de pH Intellical PHC201 de laborator, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.
Domeniu de măsurare:	pH 0 - 14
Domeniu de temperatură:	0 - 80 °C
Garanție:	6 luni
Greutate:	0,15 kg
Joncțiune:	Joncțiune pin poros
Kit?:	Nu
Lungime:	175 mm
Lungime cablu:	3 m
Method Type:	Teren: element de referință cu gel fără posibilitate de reumplere, gel semi-lichid
Parametru:	pH
Product Kit:	Model: PHC201

	Accesorii incluse: niciunul
Reference system:	Ag/AgCl (racord dublu)
Rezoluție:	0,001/0,01/0,1
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Rășină epoxidică
Sodium (Alkalinity) error:	<20% la pH 14 în 1 M NaCl
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: pH
	Adâncime probă minimă (mm): 15
Tip electrod:	Element de referință cu gel, fără posibilitate de reumplere, gel semi-lichid
Tip senzor:	Sticlă pH

Conținutul cutiei

Electrod de pH Intellical PHC201 de laborator, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.