



Electrod de pH Intellical PHC101 umplut cu gel, cu întreținere minimă, de teren, cablu de 30 m

Nr. produs: PHC10130

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

Sondă HQD Intellical inteligentă

Intellical PHC101 este un electrod de pH digital combinat, cu senzor de temperatură încorporat. PHC101 necesită întreținere minimă, datorită racordului de referință unic deschis, umplut cu gel, fără posibilitate de reumplere. Această versiune robustă a PHC101 este concepută cu un corp din oțel inoxidabil, asigurând o greutate suficientă a sondei, pentru manipulare ușoară în mediul exterior, partea de detectare a pH-ului este protejată de un înveliș, iar conexiunea este asigurată de un cablu galben, rezistent și vizibil, pe care puteți prinde marcatoare de adâncime (accesorii opționale), ceea ce face ca modelele robuste PHC101 să fie concepute special pentru utilizare pe teren. PHC101 robust este disponibil cu un cablu de 5, 10, 15 sau 30 de metri. Modelul PHC101 robust este ideal pentru măsurarea pH-ului în toate tipurile de medii externe, cum ar fi râuri, ape de suprafață și subterane, heleșteie, lacuri, mări, stații de epurare a apelor reziduale, surse de apă, rezervoare de apă potabilă pentru calitatea apei, procese de tratare și de protecție a mediului înconjurător.

Sondele digitale Intellical robuste pot efectua cu încredere teste în cele mai dure condiții de mediu

Corpul din oțel inoxidabil, învelișul din polimer pentru senzor și cablurile consolidate cu manta din oțel protejează sonda, pentru măsurători oriunde pe teren.

Sondele digitale Intellical asigură o trasabilitate de înalt nivel în istoricul măsurărilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei

Sondele digitale Intellical alertează utilizatorul atunci când este necesară recalibrarea

Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Sondele digitale Intellical pot fi mutate de la un instrument la altul fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Sondele digitale Intellical robuste sunt impermeabile până la 30 de metri (clasificare IP67)

Specificații

Acuratete:	pH $\pm 0,02$
Acuratete temperatura:	$\pm 0,3$ °C
Aplicatie:	Clean & Dirty Samples
Caracteristici speciale:	Referință cu racord dublu
Conținutul cutiei:	Electrod de pH Intellical PHC101 robust cu capac de stocare, cablu de 30 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.
Domeniu de măsurare:	pH 2 - 14
Domeniu de temperatură:	0 - 50 °C
Garanție:	6 luni
Greutate:	2,6 kg
Joncțiune:	Joncțiune deschisă

Kit?:	Nu
Lungime:	223 mm
Lungime cablu:	30 m
Method Type:	Câmp: element de referință cu gel fără posibilitate de reumplere
Parametru:	pH
Product Kit:	Model: PHC101
	Accesorii incluse: niciunul
Reference system:	Ag/AgCl
Rezistenta la apa:	IP67, impermeabil 24 de ore la o adâncime de 30 metri
Rezoluție:	0,001/0,01/0,1
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Zeonor/Oțel inoxidabil
Sodium (Alkalinity) error:	Între -0,6 pH și pH 12,6 în 1 M NaOH
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: pH
	Adâncime probă minimă (mm): 20
Tip electrod:	Element de referință cu gel, fără posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Sticlă pH

Conținutul cutiei

Electrod de pH Intellical PHC101 robust cu capac de stocare, cablu de 30 m, certificat de testare și manual de utilizare de bază.