



Electrod ion selectiv (ISE) Intellical ISENa381 (Na⁺), cablu de 3 m

Nr. produs: ISENA38103

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expirării

Intellical ISENa381 este un electrod digital combinat de sodiu, ion-selectiv (ISE) cu o referință de unică folosință cu joncțiune dublă și un senzor de temperatură încorporat. Electrodul măsoară concentrația de sodiu din probele de apă. Un recipient de 59 mL cu soluție 0,02 M NH₄Cl pentru umplerea electrodului este inclus împreună cu sonda. Versiunea pentru laborator a acestui ISE este protejată la șocuri, datorită corpului din plastic Zeonor. Sonda Intellical ISENa381 este disponibilă cu cablu de 1 sau 3 metri și este destinată utilizării în laborator. ISENa381 este ideal pentru măsurarea concentrațiilor de sodiu din apa reziduală, apa potabilă și din aplicațiile generale pentru calitatea apei.

Oferă răspuns rapid, stabil și precis

Reîncărcabil și design ușor de întreținut cu senzor de temperatură încorporat unic. Sondele digitale Intellical afișează automat valoarea atunci când măsurătoarea este stabilă, eliminând presupunerile care apar în cazul unui număr variabil.

Cea mai bună trasabilitate din istoria măsurătorilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei.

Utilizatorul este notificat când este necesară recalibrarea

Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Electrozii pot fi mutați între aparatele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Specificații

Acuratete:	±0,02 mV sau 0,05%, oricare este mai mare
Acuratete temperatura:	±0,3 °C
Cerinte ISA:	ISA sodiu/potasiu (#4451569)
Conținutul cutiei:	ISE sodiu Intellical ISENa381 combinat, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, un recipient de soluție 0,02M NH ₄ Cl de reumplere cu electrolit (60 mL), certificat de testare și manual de utilizare de bază.
Domeniu de măsurare:	0,023 mg/l (1 x 10 ⁻⁶ M) - 23 g/l (1 M) Na ⁺
Domeniu de temperatură:	0 - 50 °C
Garanție:	12 luni
Greutate:	0,15 kg
Joncțiune:	Joncțiune dublă pin poros
Kit?:	Nu
Lungime:	175 mm
Lungime cablu:	3 m
Measuring range:	mg/L Na ⁺
Method Type:	Câmp: element de referință cu posibilitate de reumplere

Parametru:	Sodiu
Product Kit:	Model: ISENH381
	Accesorii incluse: niciunul
Reference system:	Ag/AgCl
Rezoluție:	Selectabil până la 4 cifre semnificative
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Zeonor
Soluție de umplere:	0,02 M NH ₄ Cl (#2965126)
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: sodiu
	Adâncime probă minimă (mm): 26
Tip electrod:	Element de referință cu posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Sticlă pH
Volum probă:	25 mL

Conținutul cutiei

ISE sodiu Intellical ISENa381 combinat, cu recipient de reactor de depozitare, cablu de 3 m, un recipient de soluție 0,02M NH₄Cl de reumplere cu electrolit (60 mL), certificat de testare și manual de utilizare de bază.

Accesorii necesare

- Soluție de umplere, ISENa381, 0,02 M NH₄Cl, 59 mL (Item 2965126)
- Sodium/Potassium Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 4451569)