



Electrod ion-selectiv (ISE) Intellical ISENA38101 pentru sodiu (Na⁺) cu pachet de reactivi pentru calibrare

Nr. produs: ISENA381AP

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Pachetul de analize ISE Intellical pentru sodiu conține toate elementele necesare pentru începerea măsurării sodiului (Na⁺) cu instrumentul de măsurare HQD: ISE Intellical ISENA381 pentru sodiu, cu cablu de 1 m, pernuțe de pudră ISAB pentru sodiu, soluții standard 100 mg/L și 1000 mg/L pentru sodiu.

Oferă răspuns rapid, stabil și precis

Reîncărcabil și design ușor de întreținut cu senzor de temperatură încorporat unic. Sondele digitale Intellical afișează automat valoarea atunci când măsurătoarea este stabilă, eliminând presupunerile care apar în cazul unui număr variabil.

Cea mai bună trasabilitate din istoria măsurătorilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei.

Utilizatorul este notificat când este necesară recalibrarea

Eliminați presupunerile pentru a oferi cele mai sigure și precise rezultate cu fiecare măsurătoare.

Electrozii pot fi mutați între aparatele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD.

Specificații

Acuratete:	±0,02 mV sau 0,05%, oricare este mai mare
Acuratete temperatura:	±0,3 °C
Cerinte ISA:	ISA sodiu/potasiu (#4451569)
Conținutul cutiei:	ISE Intellical ISENA381 combinat pentru sodiu, cablu de 1 m (ISENA38101), soluții standard pentru sodiu Hach, recipiente de 500 mL cu 100 mg/L, recipient de 1L (nr. 2318153) și 1000 mg/L (nr. 1474949), pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru sodiu Hach, pachet de 100 bucăți (nr. 4451569), și manual de utilizare de bază ISE.
Domeniu de măsurare:	0.023 mg/L (1 x 10 ⁻⁶ M) - 23 g/L (1 M) Na ⁺
Domeniu de temperatură:	0 - 50 °C
Garanție:	6 luni
Greutate:	0,1 kg
Joncțiune:	Joncțiune dublă pin poros
Kit?:	Da
Lungime:	175 mm
Lungime cablu:	1 m
Method Type:	Laborator: element de referință cu posibilitate de reumplere
Parametru:	Sodiu
Product Kit:	Model: ISENA381

	Accesorii incluse: set de reactivi de calibrare
Reference system:	Ag/AgCl
Rezoluție:	Selectabil până la 4 cifre semnificative
Rezoluție temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Zeonor
Soluție de umplere:	0,02 M NH_4Cl (#2965126)
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: sodiu
	Adâncime probă minimă (mm): 26
Tip electrod:	Element de referință cu posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Sticlă pH
Volum probă:	25 mL

Conținutul cutiei

ISE Intellical ISENA381 combinat pentru sodiu, cablu de 1 m (ISENA38101), soluții standard pentru sodiu Hach, recipiente de 500 mL cu 100 mg/L, recipient de 1L (nr. 2318153) și 1000 mg/L (nr. 1474949), pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru sodiu Hach, pachet de 100 bucăți (nr. 4451569), și manual de utilizare de bază ISE.

Accesorii necesare

- Soluție de umplere, ISENa381, 0,02 M NH_4Cl , 59 mL (Item 2965126)