



Electrod ion-selectiv (ISE) Intellical ISECL18101 pentru clorură (Cl^-) cu pachet de reactivi pentru calibrare

Nr. produs: ISECL181AP

RON Preț (fără TVA):
Expediere în 2 săptămâni

Contact

Pachetul de analize ISE Intellical pentru clorură conține toate elementele necesare pentru începerea măsurării clorurii (Cl^-) cu instrumentul de măsurare HQD: ISE Intellical ISECL181 pentru clorură, cu cablu de 1 m, recipiente de 1 L cu 100 mg/L și de 500 mL cu 1000 mg/L de soluții standard pentru clorură Hach, pachet de 100 de pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru clorură Hach.

Practic nu necesită întreținere

Designul senzorului solid permite depozitarea USCATĂ a electrodului ion selectiv pe o durată de timp nelimitată. De asemenea, sonda nu necesită reumplerea cu electrolit sau înlocuirea membranei.

Rezultate rapide, stabile și precise

Sondele digitale Intellical afișează automat valoarea atunci când măsurătoarea este stabilă, eliminând presupunerile care apar în cazul unui număr variabil. În plus, joncțiunea de referință circulară de mari dimensiuni a sondei oferă o suprafață maximă între probă și electrolitul de referință pentru stabilitatea măsurătorilor rapide.

Cea mai bună trasabilitate din istoria măsurătorilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei

Electrozii pot fi mutați între aparatele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD

Specificații

Acuratete:	$\pm 0,02$ mV sau 0,05%, oricare este mai mare
Acuratete temperatura:	$\pm 0,3$ °C
Caracteristici speciale:	Stocare în mediu uscat și timp scurt de răspuns. Fără membrane de schimb.
Cerinte ISA:	ISA clorură (#2318069)
Conținutul cutiei:	Kitul include ISE Intellical ISECL181 combinat pentru clorură, cablu de 1 m (nr. ISECL18101), soluții standard pentru clorură Hach: recipient de 1 L cu 100 mg/L (nr. 2370853) și de 500 mL cu 1000 mg/L (nr. 18349), un pachet de 100 de pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru clorură (nr. 2318069) și manual de utilizare de bază ISE.
Domeniu de măsurare:	0,1 mg/l (3×10^{-6} M) - 35,5 g/l (1 M) Cl^-
Domeniu de temperatură:	5 - 50 °C
Garanție:	6 luni
Greutate:	0,15 kg
Joncțiune:	Joncțiune dublă (pin poros ceramic #i PTFE poros inelar)
Kit?:	Da
Lungime:	175 mm

Lungime cablu:	1 m
Method Type:	Laborator: element de referință Dritek cu gel, fără posibilitate de reumplere
Parametru:	Clorură
Product Kit:	Model: ISEF121
	Accesorii incluse: set de reactivi de calibrare
Reference system:	Ag/AgCl
Rezoluție:	Selectabil până la 4 cifre semnificative
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Rășină epoxidică
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: clorură
	Adâncime probă minimă (mm): 26
Tip electrod:	Element de referință Dritek cu gel, fără posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Membrană cristalină în stare solidă
Volum probă:	25 mL

Conținutul cutiei

Kitul include ISE Intellical ISECL181 combinat pentru clorură, cablu de 1 m (nr. ISECL18101), soluții standard pentru clorură Hach: recipient de 1 L cu 100 mg/L (nr. 2370853) și de 500 mL cu 1000 mg/L (nr. 18349), un pachet de 100 de pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru clorură (nr. 2318069) și manual de utilizare de bază ISE.