



Electrod ion-selectiv (ISE) Intellical ISEF12101 pentru fluorură (F⁻) cu pachet de reactivi pentru calibrare

Nr. produs: ISEF121AP

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Pachetul de analize ISE Intellical pentru fluorură conține toate elementele necesare pentru începerea măsurării fluorurii (F⁻) cu instrumentul de măsurare HQD: ISE Intellical ISEF121 pentru fluorură, cu cablu de 1 m, recipiente de 500 mL cu 0,5 mg/L, 1 mg/L și 2 mg/L de soluții standard pentru fluorură Hach, pachet de 100 de pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru fluorură Hach.

Practic nu necesită întreținere

Designul senzorului solid permite depozitarea USCATĂ a electrodului ion selectiv pe o durată de timp nelimitată. De asemenea, sonda nu necesită reumplerea cu electrolit sau înlocuirea membranei.

Rezultate rapide, stabile și precise

Sondele digitale Intellical afișează automat valoarea atunci când măsurătoarea este stabilă, eliminând presupunerile care apar în cazul unui număr variabil. În plus, joncțiunea de referință circulară de mari dimensiuni a sondei oferă o suprafață maximă între probă și electrolitul de referință pentru stabilitatea măsurătorilor rapide.

Cea mai bună trasabilitate din istoria măsurătorilor

Stocare automată a valorii citite cu ora și data, operator și ID probă, istoric al calibrării, parametru și număr de serie al sondei

Electrozii pot fi mutați între aparatele de măsură fără a fi necesară recalibrarea acestora sau reintroducerea setărilor de măsurare

Ideal pentru un mediu cu mai mulți utilizatori cu multiple aparate de măsură portabile și de laborator din seria HQD

Specificații

Acuratete:	±0,02 mV sau 0,05%, oricare este mai mare
Acuratete temperatura:	±0,3 °C
Caracteristici speciale:	Stocare în mediu uscat și timp scurt de răspuns. Fără membrane de schimb.
Cerinte ISA:	ISA fluorură (#258999)
Conținutul cutiei:	Kitul include ISE Intellical ISEF121 combinat pentru fluorură, cablu de 1 m (nr. ISEF12101), soluții standard pentru fluorură Hach: recipiente de 500 mL cu 0,5 mg/L (nr. 40505), 1,0 mg/L (nr. 29149) și 2,0 mg/L (nr. 40520), un pachet de 100 de pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru fluorură (nr. 258999) și manual de utilizare de bază ISE.
Domeniu de măsurare:	0,01 mg/l (5×10^{-7} M) - 19 g/l (1 M) F ⁻
Domeniu de temperatură:	5 - 50 °C
Garanție:	12 luni
Greutate:	0,15 kg
Joncțiune:	Joncțiune inelară (PTFE)
Kit?:	Da
Lungime:	175 mm

Lungime cablu:	1 m
Method Type:	Laborator: element de referință Dritek cu gel, fără posibilitate de reumplere
Parametru:	Fluorură
Product Kit:	Model: ISEF121
	Accesorii incluse: set de reactivi de calibrare
Reference system:	Ag/AgCl
Rezoluție:	Selectabil până la 4 cifre semnificative
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Sensor material:	Rășină epoxidică
Termistor:	ATC
Test requirements:	Parametru necesar: fluorură
	Adâncime probă minimă (mm): 26
Tip electrod:	Element de referință Dritek cu gel, fără posibilitate de reumplere
Tip senzor:	Membrană cristalină în stare solidă
Volum probă:	25 mL

Conținutul cutiei

Kitul include ISE Intellical ISEF121 combinat pentru fluorură, cablu de 1 m (nr. ISEF12101), soluții standard pentru fluorură Hach: recipiente de 500 mL cu 0,5 mg/L (nr. 40505), 1,0 mg/L (nr. 29149) și 2,0 mg/L (nr. 40520), un pachet de 100 de pernuțe de pudră pentru ajustor de tărie ionică (ISA) pentru fluorură (nr. 258999) și manual de utilizare de bază ISE.