



Sension+ PH 3 Instrument de laborator pentru masurare pH și ORP

Nr. produs: LPV2000.98.0002

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Instrument de măsură pentru laborator cu agitator magnetic, suport pentru senzor, soluții (pH 4, pH 7, pH 9 și KCl), recipiente de calibrare cu bară magnetică de agitare și manuale de utilizare.

Fără electrozi.

Un sistem complet cu navigație intuitivă în meniu, pentru teste electrochimice rapide și simple. Fiecare sistem este conceput pentru utilizarea cu o gamă largă de aplicații.

Măsurători simple și rapide

Disponibil pentru o gamă largă de aplicații

Specificații

Acuratete:	±1 digit
Acuratete temperatura:	≤ 0.2 °C
Acuratetea conductivitatii:	-
Autorecunoasterea solutiei buffer:	Standarde IUPAC (DIN 19266) sau tampon tehnic (DIN 19267)
Calibrare electrod oxigen diolvat:	-
Capacitate de stocare rezultate interne:	-
Caracteristici GLP:	No
Certificarea conformității:	CE, DEEE
Comunicare:	-
Condiții de mediu: temperatura:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Condiții de mediu: umiditate relativă:	< 80 % umiditate relativă (nu determină condens)
Dimensiuni (Înălțime x Lățime x Adâncime):	110 mm x 350 mm x 201 mm
Electrod inclus:	No
Evaluare IP carcasa:	IP42
Garanție:	36 luni
Greutate:	1,1 kg
Ieșire:	-
Iluminare de fundal:	Yes

Interfață operare:	Tastatură
Interfata: limbi:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Intervale/alerte/ reminder calibrare:	Memento 1 oră până la 7 zile
Intrari:	1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 Magnetic stirrer (Integrated)
Jurnal date:	Nu
Kit?:	Nu
Lungime:	-
Masa de lucru:	Da
Masurare mV:	±2000 mV
Masurare oxigen dizolvat:	-
Măsurare rezistivitate:	-
Masurare salinitate:	-
Masurare TDS:	-
Masurare temperatura:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Masurarea conductivitatii:	-
Masurarea conductivitatii: corectia temperaturii:	-
Measuring range:	±2000 mV
Model:	pH3
Monitor:	LCD grafic cu iluminare de fundal
Operare AC si USB:	Yes
Parametru:	pH, mV, ORP/oxidoreducere, temperatură
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤0.02 pH
pH Electrode calibration:	1 - 3 puncte calibrare
pH Measurement Range:	-2 pH ~ 16 pH
Printer:	-
Putere:	115/230 V cu kit adaptor de alimentare universal
Result ID:	-
Rezolutia conductivitatii:	-
Rezoluție:	pH: 0,01
Rezolutie:	-
Rezolutie mV:	1 mV
Rezolutie oxigen dizolvat:	-
Rezolutie pH:	Selectabilă între 0.01 - 0.1 pH
Rezolutie TDS:	-
Rezolutie temperatura:	0,1 °C
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	-
Stocare date:	Nu
Temperature compensation:	Cu sondă de temperatură Pt 1000 sau prin tastatură
Tip display:	Backlit Graphical LCD