



Sension+ Electrode combinat de pH (probe murdare)

Nr. produs: LZW5011T.97.002
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Electrod de pH cu diafragmă circulară deschisă și electrolit solid. Compensare automată a temperaturii. Corp din sticlă. Domeniu între 2 și 14 pH, între 0 și 80 °C. Cablu de 1 m. Pentru instrumentele de laborator.

Electrodul este potrivit pentru: apă uzată, probe murdare, medii vâscoase și în industria alimentară. Diafragma deschisă din jurul membranei facilitează măsurătorile din unele medii în care alți electrozi întâmpină dificultăți.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Specificații

Acuratete:	pH 0,002 cu aparat de măsurat pH31
Caracteristici speciale:	Gel solid pentru conținut înalt de substanțe solide
Conector:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Dimensiuni (A x L):	12 mm x 130 mm
Domeniu de măsurare:	2 - 14 pH
Domeniu de temperatură:	Utilizare continuă: 0 – 80 °C
Garanție:	6 luni
Jonctiune proba:	Deschis
Lungime:	130 mm
Lungime cablu:	1 m
Material:	Corpul senzorului: sticlă
Parametru:	pH
Senzor de temperatura:	Pt 1000
Soluție de umplere:	Polimer solid, fără posibilitate de reumplere
Termistor:	Pt1000
Tip electrod:	Laborator
Tip senzor:	Sticlă